

社会医療法人愛仁会 愛仁会総合健康センター 高槻市幸町4番3号 ☎072-692-9291

新規オプション検査のご案内


肝線維化測定検査

肝線維化測定検査とは？

腹部超音波検査(SWE)と血液検査(M2BPGi・FIB-4index)を行い、肝硬変の初期段階となる肝臓の線維化(硬さ)を数値化し、進展程度を評価します。

こんな方におすすめ！

- 脂肪肝と言われたことがある方
- 肥満の方
- ※皮下脂肪が3cm以上の場合、測定できない可能性があります。
- 糖尿病の方
- B型肝炎、C型肝炎の方
- 肝機能障害を指摘されている方



この検査でわかること

- 肝臓の硬さ(線維化の進展程度)
 - 肝硬変や慢性肝炎を発症するリスク
- 肝臓の線維化(硬さ)が進展するにつれて、肝炎や肝硬変へ進行するリスクが高まることが知られています。



セット価格 **11,000円(税込)**


※腹部超音波検査が検査項目に入っている場合は、5,500円(税込)
(2024/11/9現在)

肝線維化測定 結果報告書

受診日 _____ 氏名 _____
生年月日 _____ 年齢 _____ ID _____


硬度 (Shear Wave Elastography : SWE)
腹部超音波検査のエラストグラフィを使って肝臓の線維化を数値化し肝臓の硬さを測定しました。肝臓が硬くなった状態の肝硬変は肝不全、肝臓がんへとつながる病変です。

あなたのSWE値 m/sec




M2BPGi (Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体)
肝臓の線維化の進展を知ることが出来る血液中の肝線維化マーカーを測定しました。

あなたのM2BPGi値



Fib-4 index (フィブフォー・インデックス)
肝臓の線維化の程度を計算で求めた値です。血液検査項目のAST、ALT、血小板の数値を使用しています。若年、BMI高値、2型糖尿病の方は正しい結果が得られない可能性があります。

あなたのFib-4 index値



肝線維化測定結果

判定 _____

コメント